

ESAME CULTURALE URINE PER RICERCA MYCOBACTERIUM Spp. (Bacillo di Koch)

Per l'esecuzione dell'esame in questione è necessario che il Paziente effettui una adeguata detersione dei genitali esterni seguita da abbondante risciacquo con acqua e, poi, raccolga tutte le prime urine del mattino in adeguato contenitore sterile, dotato di tappo a vite.

Il campione, così raccolto, va inviato subito al Laboratorio Analisi della Casa di Cura Rizzola. Solo in caso di effettiva necessità il materiale potrà essere conservato per 12 ore a +4° C.